



Fiche Technique et de Sécurité Gel PARKER

Réf. N° : 67 300 05/25

TCE2

Crée le : 20.11.2012

Mise à jour: 30.04.2014

Indice : b

p 1/1

- Classement du dispositif : Classe I
- Conforme à la directive 93/42/CEE

Description générale	Gel échographique, ECG, Doppler et ultrasonique de contact, hypoaallergénique et soluble dans l'eau	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Oui	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Oui	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Non	
Pièces constitutives	Non	
Matières	Eau osmosée, polymer, paraben propylique, paraben méthylique, parfum	
Contient du latex	Non	
Etiquetage	Oui	Ref, CE, N° de lot, quantité, fabricant, indications.
Conditionnement	Oui	67 300 25 = Flacon de 0.25 L, 67 300 05 = Bidon de 5 L
Stockage particulier	Oui	Sec et propre entre 5°C et 57°C
Durée de validité	Oui	5 ans
Date de péremption	Oui	Voir flacon
Marquage sur le DM	Non	
Références	67 300 05	67 300 25
Désignation	Gel en Bidon	Gel en Flacon
Dimension Lo x la (mm)	180 x 180	175 x Ø165
Poids (g)	5000	300
PH	6.50 à 6.95	
Densité	1.08 gm/cm ³	
Vitesse de transmission	1.49 (10 ⁵ cm/sec)	
Viscosité	130 000 à 195 000 CPS	
Impédance acoustique	1.60 (10 ⁵ gr/cm ²)	
Compression	2.39 (10 ¹⁰ gr/cm sec ²)	
Résistance température (C°)	-5 à 45°C	
Couleur	transparente	
Utilisation	Dispositif permettant la transmission adéquate des ondes pour les auscultations. Produit non inflammable, non corrosif. Recommandé pour l'utilisation d'appareils à ultrasons et lors des procédures exigeant un gel visqueux.	
Mode d'emploi	Utiliser chez les patients en quantité suffisante de manière à étaler un film de gel sur la surface à l'aide de gants.	
Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique	Produit à usage unique. Bien refermer le contenant après chaque utilisation et respecter la date limite d'utilisation. Usage externe uniquement. Le gel ne doit pas geler ni bouillir.	
Recyclage	Non	
Récupération	Dans les bacs à déchets médicaux	
DEEE/REACH	Non / NC	
Phtalates/PVC	Non/Non	
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : ARQ
Paraphe : LH

COMED sarl
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr